


# URI-CAM10<sup>®</sup>

Sistema estandarizado de lectura para sedimento urinario



 **sumitest**  
insumos para laboratorios

URI-CAM10<sup>®</sup> es una marca registrada por SUMITEST

Calle 48 #65-10 Medellín-Colombia / Tel +57 3118758211 – 604 5814595  
Contacto: Gerencia@sumitest.com / Pagina Web: Sumitest.com



# Las cámaras **URI-CAM10**<sup>®</sup> ofrecen las siguientes ventajas:

01

Análisis de 1.000 muestras de sedimento urinario por su presentación de 100 láminas x 10 cámaras de lectura.

02

Ahorro considerable de tiempo en el análisis de los sedimentos urinarios al poder leer 10 muestras simultáneas en un único montaje.

03

Evita la superposición de células y estructuras por su especial diseño de lámina cubreobjetos integrada a cada cámara de lectura.

04

Al poseer una cuadrícula tipo Neubauer da, precisión, exactitud, repetitividad y reproducibilidad en los análisis.

05

Permite cálculos cuantitativos exactos en AP, BP, TC o en ul y ml que pueden ser comparables a los instrumentos lectores de sedimento urinario.

06

Poseen cámaras de lectura numeradas e independientes que evitan la contaminación cruzada y errores en la identificación de las muestras.

07

Son fabricadas en Polimetilmetacrilato (PMMA), que es un polímero ópticamente similar al vidrio, pero con mayor resistencia.

08

Por ser desechables y no reutilizables garantizan la bioseguridad y calidad de los resultados.

09

Las mediciones pueden ser evaluadas por sistemas de control de calidad interno y externo de sedimento urinario.

10

Cada lote viene con su respectivo certificado de análisis, lo que garantiza un estricto control de calidad del producto.

**Garantía de satisfacción del producto, asesoría técnica y acompañamiento constante.**



Diseñada para proporcionar **precisión, exactitud y seguridad** en el examen microscópico del sedimento urinario.



insumos para laboratorios

URI-CAM10<sup>®</sup> es una marca registrada por SUMITEST

Calle 48 #65-10 Medellín-Colombia / Tel +57 3118758211 – 604 5814595

Contacto: Gerencia@sumitest.com / Pagina Web: Sumitest.com